

- 柔軟製剥離子で、自由に曲げることができます。（硬質タイプもあります）
- 先端はヘラ状になっています。
- 柄はストレートとバイオネットの2種類です。

## ストレート型



先端形状




品番	規格			備考
	先端幅(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	
OH-510	1.0	115	215	スタンダード
OH-515	1.5	115	215	
OH-520	2.0	115	215	
OH-530	3.0	115	215	
OH-510L	1.0	115	240	ロング
OH-515L	1.5	115	240	
OH-520L	2.0	115	240	
OH-530L	3.0	115	240	
OH-510H	1.0	115	215	先端部硬質タイプ
OH-515H	1.5	115	215	
OH-520H	2.0	115	215	
OH-530H	3.0	115	215	
OH-510C	1.0	115	215	有効長部黒コーティング
OH-515C	1.5	115	215	
OH-520C	2.0	115	215	
OH-530C	3.0	115	215	
OH-510LC	1.0	115	240	
OH-515LC	1.5	115	240	
OH-520LC	2.0	115	240	
OH-530LC	3.0	115	240	

バイオネット型



先端形状



品番	規格			備考
	先端幅(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	
OH-510B	1.0	115	215	スタンダード
OH-515B	1.5	115	215	
OH-520B	2.0	115	215	
OH-530B	3.0	115	215	
OH-510BL	1.0	115	240	ロング
OH-515BL	1.5	115	240	
OH-520BL	2.0	115	240	
OH-530BL	3.0	115	240	
OH-510BH	1.0	115	215	先端部硬質タイプ
OH-515BH	1.5	115	215	
OH-520BH	2.0	115	215	
OH-530BH	3.0	115	215	
OH-510BC	1.0	115	215	有効長部黒コーティング
OH-515BC	1.5	115	215	
OH-520BC	2.0	115	215	
OH-530BC	3.0	115	215	
OH-510BLC	1.0	115	240	
OH-515BLC	1.5	115	240	
OH-520BLC	2.0	115	240	
OH-530BLC	3.0	115	240	

製造販売元

**OHWA** 欧和通商株式会社

本社 TEL : 03(5803)7172 FAX : 03(5803)7185  
 東京営業所 TEL : 03(3813)8201 FAX : 03(3813)8204  
 大阪営業所 TEL : 06(6304)9305 FAX : 06(6304)9576  
 福岡営業所 TEL : 092(526)3618 FAX : 092(526)3148  
 札幌営業所 TEL : 011(708)7725 FAX : 011(708)7868

<http://www.ohwa-tsusho.com>

第1種医療機器製造販売業許可番号 : 13B1X00167

取扱店