



# Masterpiece™ non-stick

マスターピース・バイポーラピンセット




# マスターピース・バイポーラピンセット




マスターピース・バイポーラピンセットは、正確さとコントロールを念頭に設計されました。

私はマスターピース・バイポーラピンセットを狭い術野にある、直径の小さな血管を正確に止血するために使用しています。ファインチップ、スリムなチップ、そしてローテーションが容易なので、深い術野でも自分のパフォーマンスを引き上げてくれます。また、ノンスティック性能が焦げ付きとスティッキングを防いでくれます。

S. Rosahl, MD, Erfurt (Germany)



マスターピース・バイポーラピンセットと従来のバイポーラ鉗子との視野の違い



脳幹部病変に対しての使用事例

## Features (当社調べ)



### ノンスティックテクノロジー

独自に開発されたチップの材質により、凝固中のオーバーヒートを防ぎます



### バランス

理想的なバランスと軽量化をコンセプトとし、快適な使用感を目指しました



### グリップ

先端部の精密設計により、ピンポイントかつ、より良い把持力を目指しました



### ラウンドハンドル

ラウンドかつソフトタッチ素材のハンドルは手になじみ、ローテーションも容易にします



### スリムシャフト

スリムなシャフトで、より良い視野の確保を目指しました(当社比)



マイクロタイプは、0.2mmと0.4mmの先端幅をラインナップ  
(先端長:4.0mm)



クラシックタイプは、0.4mmと0.7mmの先端幅をラインナップ  
(先端長:6.0mm)

カラーコードによる識別

カラー	先端幅	EUタイプ(フラット)	カラー	先端幅	EUタイプ(フラット)	カラー	先端幅	EUタイプ(フラット)
	0.2 mm			0.4 mm			0.7 mm	



Micro



0.2 mm x 4.0 mm  
78 77 88

Micro



0.4 mm x 4.0 mm  
78 79 89

Classic



0.4 mm x 6.0 mm  
78 78 89

Classic



0.7 mm x 6.0 mm  
78 76 87

EUタイプ(フラット)

全長 213mm

有効長 80mm



Micro




0.2 mm x 4.0 mm  
78 87 88

Micro



0.4 mm x 4.0 mm  
78 91 89

Classic



0.4 mm x 6.0 mm  
78 81 89

Classic



0.7 mm x 6.0 mm  
78 86 87

EUタイプ(フラット)

全長 228 mm

有効長 95 mm



Micro



0.2 mm x 4.0 mm  
78 97 88

Micro



0.4 mm x 4.0 mm  
78 98 89

Classic



0.4 mm x 6.0 mm  
78 99 89

Classic










0.7 mm x 6.0 mm  
78 96 87

EUタイプ(フラット)

全長 258 mm

有効長 125 mm

## アクセサリ

バイポーラ側コネクタ ジェネレーター側コネクタ	コード 全長	 EU・フラットコネクタ (セーフティータイプ)	 EU・フラットコネクタ	 EU・フラットコネクタ
 Sutter BM 780 II, Martin, Berchtold, Aesculap	4.5 m	37 01 38 L	37 01 38 G	37 01 38 K
 Erbe, Storz, Wolf	4.5 m	37 01 30 L	37 01 30 G	37 01 30 K
 Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa	4.5 m	37 01 50 L	37 01 50 G	37 01 50 K
 Olympus, SörinK, Coa Comp, Erbe VIO International	4.5 m	37 01 53 L	37 01 53 G	37 01 53 K

## 滅菌トレイ

			
<b>70 17 75-01</b> マスターピース・バイポーラピンセット 滅菌トレイ 1本用	<b>70 17 75-02</b> マスターピース・バイポーラピンセット 滅菌トレイ 2本用	<b>70 17 75-05</b> マスターピース・バイポーラピンセット 滅菌トレイ 5本用	<b>70 17 75-10</b> マスターピース・バイポーラピンセット 滅菌トレイ 10本用

販売名	認証番号
マスターピース・バイポーラピンセット	230AFBZX00027000

販売名	届出番号
ズッター・バイポーラ ケーブル	13B1X00167000084
ズッター・SG バイポーラ ケーブル	13B1X00167000184

製造販売元

 欧和通商株式会社

東京営業所 TEL: 03(3813)8201 福岡営業所 TEL: 092(526)3618  
大阪営業所 TEL: 06(6304)9305 札幌営業所 TEL: 011(708)7725

第1種医療機器製造販売許可番号: 13B1X00167

<http://www.ohwa-tsusho.com>



Sutter Medizintechnik GmbH

- ・本カタログに掲載されている商品の仕様・形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- ・掲載されている商品の色味は、撮影・印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。

REF 1206\_C\_JP - S08 CA21040109