

なぜ ディスポーザブルなのか？



ピンの先端が常にシャープであること

従来のリユーザブルスカルピンは、複数回の使用によりピン先端が磨耗・変形し、頭蓋外板にしっかりグリップせず、スリップを起こす危険性がありました。

ある調査ではメイフィールドスカルクランプの使用時に、半数の先生がピンのスリップを経験しています。スリップの原因の全てがスカルピン要因ではありませんが、ディスポーザブルスカルピンを使用することにより、**スリップの危険性を防止**することが期待できます。

ピンに安全キャップが付いていること



メイフィールド滅菌済みディスポーザブルスカルピンには、シリコンキャップがあらかじめ装着されています。そのため、鋭利なピン先での手術室スタッフ・洗浄スタッフの**針刺し事故防止**に役立ちます。

フィンガーグリーブ構造であること

メイフィールドディスポーザブルスカルピンには、把持しやすいように側面に溝（グリーブ）がついています。この溝に装着者の指やピンを把持する鉗子の先端を入れてスカルクランプに装着できますので、誤って床に落として不潔にしてしまう**アクシデントを防ぐ**ことができます。

脱落防止の“ウィング”がついていること

従来のリユーザブルスカルピンは長期間使用すると脱落防止のパッキンが劣化してしまい、スカルクランプ装着後にスカルピンが外れてしまう、また装着してもスカルクランプとの緩みが出てしまうことがありました。

メイフィールドディスポーザブルスカルピンには特殊な“羽”がついており、しっかりとスカルクランプにフィットし、**安定した頭蓋への固定**に役立ちます。



その他感染症対策・洗浄・コスト削減など、ディスポーザブルスカルピンは患者・術者・スタッフの安全・安心に寄与します。



4-0-A-1072

ディスポーザブル スカルピン
(大人用)

ピン先端部: ステンレス
ピン本体部: ポリアセタール樹脂
滅菌済・単回使用
1袋3本入り(1回分)



4-0-A-1120

ディスポーザブル
チタンスカルピン (大人用)

ピン先端部: チタニウム
ピン本体部: ポリアセタール樹脂
滅菌済・単回使用
1袋3本入り(1回分)



4-0-A-1119

ディスポーザブル
チタンスカルピン (小児用)

ピン先端部: チタニウム
ピン本体部: ポリアセタール樹脂
滅菌済・単回使用
1袋3本入り(1回分)