

SWIPER[®]

スワイパー インstrumentワイプ


— 清拭用ポリウレタンフォーム —



販売名：スワイパー インstrumentワイプ
届出番号：13B1X00167000252

スワイパー インstrumentワイプとは

- 器具に付着した血液や汚染物質を除去するために設計されています。
- 一般的なガーゼと比較して、約2倍の吸収性があります。(製造元調べ)
- ポリウレタンフォームにより、毛羽立たないため、器具に繊維質が残ることがないことを目指した製品です。



臨床現場では



手袋を介してステントに付着した、コットンガーゼの繊維



ガイドワイヤーに付着した
コットンガーゼの繊維



ガイドワイヤーをつたって、
からまってしまったコットン
ガーゼの繊維

※ 製造元提供

仕様

- ・EOG 滅菌済み
- ・ポリウレタンフォーム

Order Information

品番	サイズ	入数
5001	76 x 76 x 6 mm	1箱(10袋入), 1枚入 / 1袋
5002	76 x 76 x 6 mm	1箱(10袋入), 2枚入 / 1袋

製造販売元

OHWA 欧和通商株式会社

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618

大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

本カタログは、下記記載の弊社 web サイトからもダウンロード可能です。

<http://www.ohwa-tsusho.com>

- ・本カタログに掲載されている商品の仕様形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- ・掲載されている商品の色味は印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。

CA21062530