


■ クイック・フリップの操作でカーブシャフトが360度回転でき、任意の角度で固定が可能です。



ヒンジ・ロックの操作で、カーブシャフトを取り外せます。カーブシャフトは分解洗浄可能です。

品番	先端幅(mm)	シャフト長(mm)
7376-60	2	245
7376-62	3	245

単品供給可能パーツ

カーブシャフト



品番	先端幅(mm)
KCS-2	2
KCS-3	3

* ハンドルの単品供給はできませんのでご了承ください。

* オステオパンチロンジュール（シャフトストレートタイプ）との互換性はありません。ご注意ください。

製造販売元

 **欧和通商株式会社**

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618
大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

本カタログは、下記記載の弊社 web サイトからもダウンロード可能です。
<http://www.ohwa-tsusho.com>

- 本カタログに掲載されている商品の仕様形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- 掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- 掲載されている商品の色味は印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。

CA21081365