


Easy to use




プレスロック機構部 〇 を押して、 ロックを解除



シャフトを引き抜く

Easy maintenance



シャフトをスライドさせる




上下に分解する



KERRISON-PLUS ケリソン プラス

- ワンタッチでシャフトの交換が可能
- 一つのハンドルに全サイズのシャフトが接続可能
- 切れが悪くなったら、シャフト交換のみで解決
- カラーコードによりサイズの識別が可能
- 洗浄効率アップと組織の残留リスクを軽減するため、シャフトの分解が可能

Color code






Length ^{**} : 20cm	スタンダード	シンチップ
1 mm - ■ red	M298-011	M298-011F
2 mm - vellow	M298-012	M298-012F
3 mm - ■ green	M298-013	M298-013F
4 mm - ■ blue	M298-014	M298-014F
5 mm - ■ black	M298-015	M298-015F

Length [*] : 23cm	スタンダード	シンチップ
1 mm - ■ red	M298-021	M298-021F
2 mm - ■ yellow	M298-022	M298-022F
3 mm - ■ green	M298-023	M298-023F
4 mm - ■ blue	M298-024	M298-024F
5 mm - ■ black	M298-025	M298-025F





※ Lengthは呼び寸法です

製造販売元

(Jilli) 欧和通商株式会社

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618 大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

> 第 1 種医療機器製造販売許可番号:13B1X00167 http://www.ohwa-tsusho.com

製造業者:ベストメディカル社(ドイツ)

販売名 : ケリソン プラス 届出番号 : 13B1X00167000302