


- 先端のスパイク部により、ピンポイントでの固定が可能です。
- 周辺組織の術野への侵入や虚血を防ぐことを意図したブレードデザインです。



Gパンテール後方用開創器

品 番	ブレード部		ブレード面平行時 開き幅(mm)	深さ(mm)	全長(mm)
	横(mm)	縦(mm)			
UL7108-00	5	15	55	70	140
UL7108-01	8	15	55	60	140
UL7108-02	18	35	55	60	140

Gパンテール腰椎用開創器

品 番	ブレード部		ブレード面平行時 開き幅(mm)	深さ(mm)	全長(mm)
	横(mm)	縦(mm)			
UL7108-10	8	15	95	75	140

製造販売元

 欧和通商株式会社

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618
 大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

本カタログは、下記記載の弊社 web サイトからもダウンロード可能です。
<http://www.ohwa-tsusho.com>

- ・本カタログに掲載されている商品の仕様形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- ・掲載されている商品の色味は印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。