

- 関節部にはボールジョイントを採用し、パッドとアームの自在な動きと、細かなポジショニングを追求しました。
- 一つのノブで2ヶ所あるボールジョイント部を同時に固定することができます。



ボールジョイント部 拡大写真  
 (○部分)

6646.01

ラテラルアームサポート / 赤ノブ


耐荷重：10kg



6656.02

バーチカルアームサポート / 赤ノブ

耐荷重：6kg



※ バーチカルアームサポートを取り付ける際は  
 別途サイドレールクランプが必要です



5.890-VE

アームサポート用ストラップ (2本)

製造販売元


**欧和通商株式会社**

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618  
 大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

本カタログは、下記記載の弊社 web サイトからもダウンロード可能です。  
<http://www.ohwa-tsusho.com>

- ・本カタログに掲載されている商品の仕様形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- ・掲載されている商品の色味は印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。