





先端形状



直



曲

品 番	先端カップ部			有効長(mm)	全長(mm)	備考
	幅(mm)	長さ(mm)	形状			
R-1338	2	16	直	69	155	ラスキン型
R-1340	5	15	直	69	185	
R-1339	2	16	曲	69	155	
R-1341	5	15	曲	69	185	



先端形状



品 番	先端カップ部			有効長(mm)	全長(mm)	備考
	幅(mm)	長さ(mm)	形状			
R-1350	4	18	曲	73	179	サウファル・ヤンゼン型



先端形状



品 番	先端カップ部			有効長(mm)	全長(mm)	備考
	幅(mm)	長さ(mm)	形状			
R-1355	3	18	直	71	179	ビエール型

製造販売元



欧和通商株式会社

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618
大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

本カタログは、下記記載の弊社 web サイトからもダウンロード可能です。
<http://www.ohwa-tsusho.com>

- ・本カタログに掲載されている商品の仕様形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- ・掲載されている商品の色味は印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。